

ST-1551 全自动硫醇硫测定仪



产品简介

型号 ST-1551

ST-1551 硫醇硫测定仪符合 GB/T1792 标准，采用电位滴定法。适用于测定无硫化氢的喷气燃料、汽油、煤油和轻柴油中的硫醇硫，硫醇硫的测定在评价喷气燃料、汽油、煤油和轻柴油的气味、对燃料系统橡胶部件的不良影响及对燃料系统的腐蚀具有重要意义。硫醇硫测定仪由主机、进口滴定装置及计算机三部分组成，在应用软件的支持下，主机能实现自动滴定、自动补液、实现石油产品中硫醇硫含量的自动测定。可广泛应用于电力、石油、化工、商检、高校及科研等部门。

生产厂家

北京旭鑫仪器设备有限公司

技术特点

- Windows 操作平台，人机对话操作简捷方便，并且有工作站功能。

销售热线：010-53519848 13552163429

生产厂家：北京旭鑫仪器设备有限公司

公司地址：北京市昌平区沙河科技园南300米

企业网址：www.bj-xuxin.com



欢迎关注微信公众号

- 进口（瑞士万通）滴定单元，仪器测定精度更高，性能更稳定
- 实现全自动化，自动定值加液，自动清洗、自动补液
- 终点自动判断，无需指示剂，滴定结果及数据自动存贮、自动打印，并能提供完整的滴定数据供分析研究用。
- 自动判别终点，自动滤除假终点，同时可以人工选择判断终点
- 多参数设定与修正，使得不同种类的样品分析变得简便、快捷、分析时间更短，结果更精确。
- 双高阻输入，电极电位稳定、可靠
- 滴定曲线实时显示，滴定曲线及结果与数据存贮和打印
- 可实现全中文/全英文界面显示(可选)

技术参数

适应标准	GB/T1792
测量范围	3~100 $\mu\text{g/g}$
电位测量范围	-1999.5mV~1999.5 mV
基本误差	0.1% $\pm$ 0.5mV
滴定管体积	10mL
滴定管精度	$\pm$ 0.1%FS
滴定管滴液时间	(60 $\pm$ 20)秒 (F·S)
输入阻抗	$R_i \geq 1 \times 10^{12} \Omega$
环境温度	5 $^{\circ}\text{C}$ ~45 $^{\circ}\text{C}$
相对湿度	10%~80%Rh

销售热线：010-53519848 13552163429

生产厂家：北京旭鑫仪器设备有限公司

公司地址：北京市昌平区沙河科技园南300米

企业网址：www.bj-xuxin.com



欢迎关注微信公众号

电源电压

220V $\pm$ 10% 50Hz

软 件 著 作

中华人民共和国国家版权局
计算机软件著作权登记证书

证书号： 软著登字第5834504号

软 件 名 称： 旭鑫ST-15系列油品分析仪器操作软件
V1.0

著 作 权 人： 北京旭鑫仪器设备有限公司

开发完成日期： 2015年12月06日

首次发表日期： 2016年01月06日

权利取得方式： 原始取得

权 利 范 围： 全部权利

登 记 号： 2020SR0955808

根据《计算机软件保护条例》和《计算机软件著作权登记办法》的规定，经中国版权保护中心审核，对以上事项予以登记。



No. 06265044



2020年08月20日

销售热线：010-53519848 13552163429

生产厂家：北京旭鑫仪器设备有限公司

公司地址：北京市昌平区沙河科技园南300米

企业网址：www.bj-xuxin.com



欢迎关注微信公众号